




macrolens™ einfach in der Anwendung...

Makrolinse auf die iPhone-Fotolinse positionieren, macrolens andrücken und fotografieren.

...scharf in der Ausführung!



Aufnahme ohne macrolens™



Aufnahme mit macrolens™

alle machen augenschutz.
wir haben die schutzbrille.



unicograber ag
safety eyewear



www.unicograber.com

02

macrolens™ macht Mobiltelefone für nahe Dinge scharfsichtig

Die macrolens™ ist ursprünglich für SkinTracer™ entwickelt worden. Diese Trackingsoftware macht es möglich, mit dem mitgetragenen SmartPhone die eigene Haut vor gefährlichem Krebs zu bewahren. SkinTracer erlaubt und ermuntert, regelmässig Körperkontrollen durchzuführen und verdächtige Hautmale mit Fotos zu dokumentieren und so objektiv auf lebensgefährliche Veränderungen zu prüfen. Für eine professionelle Überprüfung, des mit SkinTracer angelegten Fototagebuch, bedarf es einer einwandfreien Bildqualität der suspekten Pigmentmale. Lesen sie mehr über die Software unter www.schmutz-medical.com und laden sie die kostenlose Applikation für ihr iPhone herunter.



vorne

1 Makrolinse, 2 Distanzmessung in mm,
3 Design
Material aus Polycarbonat, transparent



hinten

Adhäsiv-Silikonmischung, kann mit fließendem Wasser gereinigt werden.

Hergestellt durch:

unico graber ag • neuweg 4 • 4434 Hölstein • tel +41 61 951 15 55
fax +41 61 951 15 28 • info@unicograber.com • www.unicograber.com